

Trinoversigt - parallelkontrol WebQuality

1.

Prøvetagning

- Udtag blodprøver til: Parallelkontrol og egen måling sammen med de "alm." blodprøver.



2.

Udfør kontrol

- Udfør parallelkontrol på eget apparatur og notér resultat på hjælpeskema udfor relevant/e apparat/er.



3.

WebReq

- Gå til WebQuality med fiktivt CPR-nummer og bestil ønskede analyser. Registrer resultat/er og øvrige oplysninger fra hjælpeskema.



4.

Udskriv PTB

- Mærk blodprøver med etiketter og indsend til laboratoriet som vanligt.